



Makina Mühendisliği Bölümü
Elek Seti ve Elek Sarsici Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0027
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Elek Seti ve Elek Sarsici kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Cihazın fişini takınız
2. Kullanacağınız elek numaranızı seçiniz ve elekleri tablaya sabitleyiniz.
3. Cihazı açma kapama tuşunu kullanarak açınız
4. İstedığınız titreştirme hızını ayarlayınız.
5. İşlem bitince cihazı kapatarak fişini çekiniz.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA