



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tıbbi Ölçüm Deney Setleri Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0119
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti biyomedikal sinyallerle ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla kullanılmaktadır. Tıbbi Ölçüm Deney Setleri kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Devre tahtası deney setleri yada güç kaynağı üzerinden güç verilerek deney setleri çalıştırılır.
2. Deney föyünde belirtilen bağlantılar yapılır.
3. Deney föyüne göre ölçümler osiloskop yada multimetre kullanılarak alınır.
4. Ölçümler alındıktan sonra güç kabloları çıkarılarak deney setleri kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA