



Makina Mühendisliği Bölümü
Vurgu Yoğunluğu Ölçüm Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0070
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Vurgu yoğunluğu ölçüm cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Vurgu yorgunluğu ölçülecek toz numuneler toz havuzuna doldurulur.
2. Cihaz ON-OFF düğmesinden çalıştırılır.
3. Cihaz istenilen sürede çalıştırılır.
4. Daha sonra cihaz kapatılarak vurgu yoğunluğu ölçümü işlemi toz havuzu üzerindeki değerlerden okunur.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	---