



**Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Vakum Pompası (Ulvac) Kullanım Talimatı**

Doküman No:	MÜH.TL.0124
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Cihaz kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Deney haznesine bağlantılar yapılır.
2. Güç kablosu prize takılır.
3. Vakum poması çalıştırılır ve istenen basınç seviyesine kadar çalıştırılmaya devam edilir.
4. Vakum poması kapatılır ve güç kablosu prizden çekilir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA