



Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Yağ İzolasyon Test Chz. (Baur) Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0125
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti yağların delinme gerilimi ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Yağ haznesine yağ doldurulur.
2. Elektrotlar arası açıklık ayarlanır.
3. Güç kablosu prize takılır.
4. Gerilim artış hızı belirlenir.
5. On/ off düğmesine basılır.
6. Elektrotlara gerilim uygulanmaya başlar.
7. Yağ delinme işlemi gerçekleştiğinde sistem otomatik olarak durur.
8. Gerilim değeri kaydedilir.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA