



Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
E15g Sampling TDM ve E15f Pulse Code Modulation
Deney Seti Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0106
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti E15g Sampling TDM ve E15f Pulse Code Modulation Deney Seti Kullanım Talimatı ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. E15g Sampling TDM ve E15f Pulse Code Modulation Deney Seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Güç tuşuna basılıp cihaz açılır.
2. Yapılacak deneyin özelliğine göre deney setindeki fonksiyonlar kullanılır. Bunun için harici bir kablo aparatı gereklidir.
3. Deney setinde ayarlanan özelliklerin nasıl sonuç verdiğini görmek için harici bir osiloskop gereklidir.
4. Deney seti kesinlikle topraklanmalıdır.
5. Deney setinde hangi kanaldan sonuç alınacaksa osiloskopun problemleri o kanal/kanallara takılır.
6. Gerekli ölçümler alındıktan sonra Off tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA