



Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Osiloskop Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0094
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti osiloskoplarla ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Osiloskopların kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Güç tuşuna basılıp cihaz açılır.
2. Sinyal üreteç kablosu cihazın ilgili kısmına bağlanır.
3. Osiloskop üzerinden “wave gen” tuşuna basılır.
4. Ölçüm alınmak istenen kanallara ölçüm ucu kablosu takılır.
5. Gerekli fonksiyonlar kullanılarak ölçümler alınır.
6. Ölçümler alındıktan sonra güç tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Dekan

İMZA