



Makina Mühendisliği Bölümü
Toz Numune Alma Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0065
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Toz numune alma cihazı kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Toz numunesi alınma istenen tozlardan belirli miktarda cihazın malzeme havuzuna doldurulur.
2. Cihaz ON-OFF düğmesinden çalıştırılır.
3. Cihaz üzerindeki kaplara toz numuneler malzeme havuzundan akarak dolar.
4. Gerekli toz numuneler elde edildikten sonra cihaz kapatılır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... Birim Çalışma Ekibi</p> <p>İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... Dekan</p> <p>İMZA</p>
---	--