



Makina Mühendisliği Bölümü
Sıkıştırılabilir Akış Eğitim Seti Kullanım Talimatı

Doküman No:	MÜH.TL.0054
Yayın Tarihi:	20.07.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Bu eğitim seti sıkıştırılabilir akış ile ilgili temel kavramları benimsetmek amacıyla hazırlanmıştır. Sıkıştırılabilir akış eğitim seti kullanım talimatı aşağıda verilmektedir:

1. Fanın açma/kapama düğmesi kullanılarak düzenek çalıştırılır.
2. Varyajı açılıp, ayar düğmesi ile motor devri ayarlanır.
3. Fan çıkışındaki ayar vanası ile emme hızı ayarlanır.
4. Boru üzerindeki belirli noktalarındaki basınçlar manometrelerden okunur.
5. Akışın sıkıştırılabilir olup olmadığına karar verilir.
6. İşlem bitiminde varyajı kapama düğmesi ile kapatılır.
7. Fan kapama düğmesi ile kapatılır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

Birim Çalışma Ekibi

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

.....

Dekan

İMZA