



Instron Charpy Darbe Cihazı Kullanma Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0049

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

CIHAZ AÇILIRKEN TAKIP EDİLECEK İŞLEM SIRASI:

1. Numunenin çentikli kısmı ortalanarak yerleştirilir.
2. Gösterge sıfırlanır.
3. Kapak kapatılır.
4. Değer not edilir.

CIHAZ KAPATIRKEN TAKIP EDİLECEK İŞLEM SIRASI:

1. Programı kapat.
2. Cihazı kapat.
3. Bilgisayarı kapat.
4. Güç ünitelerini kapat

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan