



## Isıl İşlem Fırını Kullanım Talimatı

**Doküman No:** TEF.TL.0013

**Yayın Tarihi:** 30.03.2023

**Revizyon Tarihi:**

**Revizyon No:**

**Sayfa:** 1/1

### AMAÇ:

Isıl işlem fırınları temperleme, sertleştirme, tavlama, işleme, ön ısıtma, kurutma ve yaşlandırma gibi prosedürler ile metallerin istenilen mekanik özellikler ve içyapılarının sağlanması için kullanılır. Isıl işlem fırınları güvenli kullanmak

**SORUMLULAR:** Ders öğretim elemanları ve görevli teknisyenler.

### ISIL İŞLEM FIRINI ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Kilitli kolu açarak, numunelerinizi fırına yerleştiriniz.
2. Tezgâhın ana şalterini açınız.
3. Tuşları kullanarak, ısı seviyesi ve rejimini ayarlayınız.
4. “Start” tuşuna basınız.
5. İşlem bittikten sonra fırının kapağını fırın oda sıcaklığına geldikten sonra açınız.
6. Cihazı kapatınız.

HAZIRLAYAN  
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN  
Dekan