



Kontrol Laboratuvarı Cihaz Kullanım Talimatları

Doküman No:	TEF.TL.0070
Yayın Tarihi:	30.03.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

PROCESS TRAINER SETLERİ

1. Power tuşuna basılarak cihaz açılır.
2. Kompresör havasını, sıvısı, basıncı ve sıcaklık uygun değere getiriniz.
3. Başlama düğmesine basın.
4. Set değerini girin.
5. Ekrandan PID parametrelerini girin.
6. Sonuçları gözlemleyin Ölçümler ekrandan okunur.
7. Cihaz kapatılır.

ROBOT ARM TRAINER VE ROBOT CONTROLLER

1. Power tuşuna basılarak cihaz açılır.
2. Kontrol kumandası ile gerekli eksenler ayarlanır.
3. Run tuşu ile robot sürülür.
4. Cihaz kapatılır.

PID KONTROL DENEY SETİ

1. Power tuşuna basılarak cihaz açılır.
2. Başlama düğmesine basınız.
3. Set değerini girin.
4. Ekrandan PID parametrelerini girin.
5. Sonuçları gözlemleyin ölçümler ekrandan okunur.
6. Cihaz kapatılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan