



Dondurarak Kurutma Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No: TEF.TL.0032

Yayın Tarihi: 30.03.2023

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa: 1/1

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.
2. Cihazın üst kısmı kaldırılarak kurutulmak istenilen madde tepsi ile ara haznelere yerleştirilir.
3. Üst kapak iyice oturtularak vakum başlatılır.
4. Ekrandan basınç ve diğer değerler okunur.
5. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan