



Termoelektrik Isı Pompası Cihazı Kullanım Talimatı

Doküman No:	TEF.TL.0035
Yayın Tarihi:	30.03.2023
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

1. Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.
2. Hazneye su doldurulur ve içine prob yerleştirilir.
3. Cihaz çalıştırılır ve bir müddet beklendikten sonra ölçümler alınır.
4. Ölçümler alındıktan sonra şartel kapatılır haznedeki su boşaltılır.

HAZIRLAYAN
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
Dekan