



Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mikrodalga Ekstraksiyon Cihazı Kullanım /
Bakım - Onarım Talimatı

Doküman No:	TBMYO.TL.0023
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

Kullanım Alanı : Kimya Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazın fişi prize takılıp On/Off tuşundan cihaz açılır.
2	Cihaz ile 2450MHz mikrodalga frekansı, 1800W, 0-10 MPa basınç ve 0-300 °C sıcaklık şartlarında analizler yapmak mümkündür.
3	Su alma işlemi tamamlandıktan sonra On/Off tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
4	Cihazın periyodik temizlik ve bakımları kullanım klavuzunda bulunan yönergeler ile yapılır.
5	Kullanıcı, cihazın çalıştırıldığı süre boyunca cihazın başından ayrılmamalıdır.

<p>HAZIRLAYAN/...../..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN/...../..... İMZA</p>
--	---