



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Etüv Kullanım Talimatı**

Doküman No:	TBMYO.TL.0028
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	

Kullanım Alanı : Polimer Bölümü Laboratuvarı
Sorumlu : Bölüm Öğretim Elemanları

SIRA NO	TALİMATLAR
1	Cihazın fişi prize takılır.
2	Cihazın ön üst panelinde bulunan açma / kapama düğmesinden cihaz çalıştırılır.
3	Çalışılmak istenen sıcaklık dijital ekrandan alt ve üst ok tuşlarına basılarak ayarlanır.

HAZIRLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

.....

İMZA