



**Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu**  
**Saf Su Cihazı Kullanım /Bakım - Onarım Talimatı**

<b>Doküman No:</b>	TBMYO.TL.0010
<b>Yayın Tarihi:</b>	10.11.2022
<b>Revizyon Tarihi:</b>	
<b>Revizyon No:</b>	
<b>Sayfa:</b>	1/1

**Kullanım Alanı** : Kimya Bölümü Laboratuvarı  
**Sorumlu** : Bölüm Öğretim Elemanları

<b>SIRA NO</b>	<b>TALİMATLAR</b>
1	On/Off tuşundan cihaz açılır.
2	Cihazın ön panelinde bulunan “flush” tuşuna basılarak su alınır.
3	Su alma işlemi tamamlandıktan sonra On/Off tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
4	Cihazın periyodik temizlik ve bakımları kullanım kılavuzunda bulunan yönergeler ile yapılır.
5	Kullanıcı, cihazın çalıştırıldığı süre boyunca cihazın başından ayrılmamalıdır.

<p>HAZIRLAYAN ...../...../..... ..... İMZA</p>	<p>ONAYLAYAN ...../...../..... ..... İMZA</p>
--	---